

D-finitive EV

D.R.V.S.

Exclusivo sistema de radiofrecuencia y rotación vacuum lateral progresivo hasta 90° de radio de giro y cinco velocidades. Indicado en movilización del tejido edematoso, fibrosado y drenaje. La remodelación corporal más eficaz e indolora sin consumibles.

ENDOTERMIA

Emisión simultánea vacuum y radiofrecuencia de aplicación estática. Doble emisión a 0'8 - 2'6 Mhz según profundidad de tratamiento. Indicado en celulitis, tejido adiposo y flaccidez.

FACIAL

Dos aplicadores de radiofrecuencia, bipolar-tripolar, indicados en tratamientos de rejuvenecimiento, bolsas de ojera, tensado, arrugas, líneas de expresión, luminosidad y mejora de la textura cutánea.

CORPORAL

Radiofrecuencia hexapolar indicada en áreas contraindicadas por aplicación vacuum.

TRATAMIENTOS

- *Rejuvenecimiento facial*
- *Tejido Adiposo*
- *Desfibrosado*
- *Remodelado*
- *Reafirmación*
- *Celulitis*
- *Drenaje*



REMODELA | REJUVENECE | REAFIRMA | REDUCE



Especificaciones electricas:	AC220V / 50Hz - AC210V / 60Hz
Potencia máxima:	250 W
Frecuencia RF Bipolar:	0,8MHz y 2,6 Mhz
Fototerapia:	610 nm y 650 nm
Aplicador D.R.V.S (Apli. 1):	Rot. lateral hasta 90° y frec. de giro 1-5Hz
Aplicador Endotermia estática (Apli. 2):	Aplicación max. de 15 seg. modo estático
Frecuencia pulso Vacuum (Apli.2):	0,5 - 10Hz
Crioterapia / Termoterapia por contacto (Apli. 2)	Hasta -5°C / 44°C
Peso / Dimensiones:	60 Kg / 47 x 47 x 125 cm

RF BIPOLAR

Potencia:	250 W
Frecuencia:	2,6 Mhz

RF Hexapolar dual lipolítico

Potencia / Frecuencia:	250 W - 2,6 Mhz
Potencia Diodo lipolítico:	40 mW
Longitud de onda:	640 nm

D-finitive EVO 

D-finitive EVO 